

Steriking® Návod k použití obalů

Obalové materiály Steriking® jsou vyráběny ve firmě WIPAK MEDICAL ve Finsku nejnovější technologií ve třídě kvality ISO 9001, v superčistém prostředí.

Obalové materiály se skládají ze speciálního medicijního papíru 70 g/m² a pětivrstvé fólie světle zelené barvy MULTI – X.

Tyto materiály ve formě rolí nebo sáčků jsou velmi odolné proti mechanickému poškození a proti působení tlaků a teplot vznikajících při sterilizaci.

Výrobce chrání každou roli nebo balení sáčků polyethylenovou fólií jako prvním obalem a papírovým kartonem jako obalem druhým. Každá role nebo sáček jsou označeny mimo jiné kódem, dle kterého lze vysledovat datum a sérii výroby. Tento kód je znovu uveden na každém kartonu, včetně data výroby a expirace, podmínek skladování, typového kódu výrobku a počtu kusů v balení.

SKLADOVÁNÍ

Obaly v kartonech, které přijme zdravotnické zařízení na sklad je potřeba skladovat v čistém a suchém prostředí. Otevřené kartony je nutno skladovat v bezprašném, klimatizovaném prostoru, nejlépe v příručním skladu centrální sterilizace.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ STERILIZAČNÍCH OBALU

Na každé roli i sáčku jsou vytištěny indikátory sterilizace a označení způsobu správného otevírání obalu. Sáčky jsou navíc opatřeny výřezem pro palec pro snadnější otevírání a dvěma sváry v rozích sáčku, kde nedochází k usazování prachu a nečistot.

Do obalů vkládáme před sterilizací nástroje a předměty umyté, dekontaminované a suché. Obaly se uzavírají tepelným svářem na kontinuálních nebo impulzních svářečkách s minimální šířkou sváru 3 mm.

Role a sáčky se plní před sterilizací do 2/3 a výrobce doporučuje vkládat do sterilizační komory obaly postavené svise vždy papírem nebo fólií k sobě, kvůli lepšímu prostupu sterilizačního média.

Po vyjmutí vysterilizovaných balení ze sterilizátoru je nutno dodržet dobu expirace a správný způsob uskladnění dle Vyhlášky MZ 440/2000 Sb.

Při rozbalování vysterilizovaných balení postupujeme tak, jak je naznačeno na sáčcích a rolích, čímž zajistíme aseptické vyjmutí předmětu bez třepení papíru a následné kontaminace.

OBAL NIKDY NESTŘÍHÁME ANI NETRHÁME !

O každém průběhu sterilizace je nutno vést dokumentaci a výsledky sterilizace archivovat.

OBALY PRO DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ

Pro dlouhodobé uskladnění vysterilizovaných předmětů slouží speciální obaly k tomu určené s názvem Cover Bag. Vysterilizované balení se vloží do tohoto obalu a opět se uzavře na svářecím přístroji. Sterilizace se již neprovádí. Doba expirace se řídí opět Vyhláškou MZ 440/2000 Sb.

BALENÍ VĚTŠÍCH PŘEDMĚTU

Pro balení větších předmětů, sít a operačních set, které nelze vložit do kombinovaných obalů lze použít krepové papíry a netkané textilie. Předměty se zabalí tzv. „obálkovou metodou“ (viz návod k balení) a balení se zajistí lepicí páskou, aby nedošlo k prostoupení vzduchu do balení a následné kontaminaci. Krepové papíry a netkané textilie lze rovněž použít jako dvojité obaly.

Obalové materiály Steriking jsou jednorázové a nelze je opětovně použít k další sterilizaci. Nelze v nich ani předměty resterilizovat, je třeba vždy použít nového obalu.

Způsoby sterilizace, balení a doby expirací se řídí Vyhláškou MZ 440/2000 Sb. a evropskými normami.