

Cleanic

Pasta Prophy na čištění a leštění

Cleanic je univerzální pasta na profylaxi a integrovaným variabilním čistícím účinkem, který umožňuje zároveň nejprve čištění a poté dosažení vysokého lesku. Již během prvních vteřin použití dosahuje Cleanic vysokého čistícího účinku, který pak díky rozpadu částic Perlite přechází do jemného leštění. Pasta Cleanic je díky technologii Perlite jedinečným produktem, který představuje sjednocení vysoce leštící funkce, leštění dentálního povrchu a navíc jemného působení na tvrdou tkáň. Použití jediné pasty tak znamená velkou úsporu času při ošetření.

Výhody

- Maximální čistící schopnost
- Maximální estetický efekt a lesk zubního povrchu
- Minimální obroušení dentinu a zubní skloviny
- Jak čištění tak i leštění v jediné pastě
- Výrazné snížení doby ošetření
- Vynikající manipulace: jednodávkové balení (produkt č. 3140), které šetří čas, spojuje maximálně pohodlnou manipulaci (není zapotřebí žádná přípravná doba) s hygienou.

Návod na použití

Vzhledem ke svým zvláštním vlastnostem se Cleanic při použití mírně odlišuje od konvenčních past Prophy.

1. Jednou dávkou pasty Cleanic na gumové lžici nebo kartáčku je možno ošetřit malou skupinu zubů (2-3) – od čištění až po leštění.
2. U pacientů s odkrytým dentinem se doporučuje následující postup: ošetřete napřed čerstvou pastou oblasti skloviny, protože pasta má zpočátku větší obrubovací schopnost. Pak teprve ošetřete oblasti dentinu; pasta má nyní menší obrubovací vlastnosti.
3. Pokud se na dentálním povrchu nacházejí nějaké zbytky, měly by být vždy ošetřeny čerstvou dávkou pasty Cleanic.

4. Abyste zabránili vzniku tepla nebo rozstříknutí, použijte nízké otáčky (kolem 3000 otáček za minutu).

Jedna dávka Cleanic

- Dejte dávku do kulaté nádobky a odstraňte fólii.
- Odeberte jednu porci pasty Cleanic zatlačením gumové lžice nebo kartáčku do pasty. Pak pokračujte stejně jak je uvedeno výše v bodech 1. - 4.

Složení

Produkt č. 3200/3210/3230

Silikáty, zvlhčovač, pojiva, detergenty, aromatické látky (máta peprná, mentol), barviva (E 132, oxid titaničitý).

Produkt č. 3100/3110/3130/

Stejné složení jako výše, pouze s 0,15% fluoridu ve formě fluoridu vápenatého (CaF₂).

Produkt č. 3140

Silikáty, zvlhčovač, pojivové a emulgační činidlo, aroma, barviva (CI 77346, oxid titaničitý), sladidla (sacharin sodný). Obsahuje 0,1% fluoridu ve formě fluoridu sodného.

OMEZENÍ ZÁRUKY – ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI FIRMY KERR

Technické informace poskytnuté firmou Kerr, v ústní nebo psané podobě, jsou vytvořeny pro zubní lékaře za účelem nápomoci při použití produktů firmy Kerr. Tyto informace neprodlužují omezenou záruku ani nezabavují zubního lékaře povinnosti produkty firmy Kerr vyzkoušet a ověřit vhodnost jejich zamýšleného užití a postupů. Zubní lékař přebírá odpovědnost za všechna rizika a možná poškození vzniklá nepatřičným užitím produktů firmy Kerr.

V případě vady materiálu nebo výrobku je odpovědnost firmy Kerr omezená v tom směru, že Kerr může vadný produkt nebo jeho část vyměnit nebo uhradit aktuální cenu vadného produktu. Uplatnění záruky může být vyhověno pouze po vrácení produktu firmě Kerr. Firma Kerr v žádném případě nezodpovídá za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo souhrnné škody.

KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ, FIRMA KERR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ANI S OHLEDEM NA POPIS, KVALITU NEBO VHODNOST POUŽITÍ.