

Desident® CaviCide

Prostředek na čištění, dezinfekci a dekontaminaci dentálních a zdravotnických prostředků s účinkem baktericidním, viricidním, fungicidním a tuberkulocidním.

Pokyny k použití:

K předčištění povrchů dentálních a zdravotnických prostředků před dezinfekcí: Odstraňte hrubou nečistotu a vrstvy nežádoucího materiálu. Aplikujte spray Desident® CaviCide přímo na povrch předmětu. Ponechte 30 sekund na povrchu zjevně vlhkou vrstvu, poté látku setřete utěrkou.

K předčištění dentálních a zdravotnických prostředků před dezinfekcí: Odstraňte hrubou nečistotu a vrstvy nežádoucího materiálu.

Předčištění s dekontaminací: Dentální a zdravotní prostředky vložte do nádoby. Aplikujte spray Desident® CaviCide tak, aby na celém povrch předmětu zůstala viditelná vrstva přípravku po dobu nejméně 30 sekund. Předměty vyjměte a opláchněte. Proveďte příslušný proces čištění a dezinfekce.

Použití jako roztok na předčištění ultrazvukem: Dentální a zdravotní prostředky důkladně opláchněte tekoucí vodou a odstraňte viditelné nečistoty. Do ultrazvukové vany nalijte 30 ml Desident® CaviCide na 1 litr vody. Předměty ponořte do roztoku a proveďte čištění ultrazvukem po dobu alespoň 5 minut. Vyjměte a opláchněte. Roztok je určen pro jednorázové použití.

Ruční předčištění: Dentální a zdravotní prostředky důkladně opláchněte tekoucí vodou a odstraňte viditelné nečistoty. Vložte předměty do nádoby s roztokem 30 ml Desident® CaviCide na 1 litr vody. Čistěte prostředky ponořené do roztoku po dobu 30 sekund tvrdším kartáčem, dokud nedosáhnete požadované čistoty. Vyjměte a opláchněte. Proveďte příslušný proces čištění a dezinfekce. Roztok je určen pro jednorázové použití.

K použití jako povrchová dezinfekce dentálních prostředků: Aplikujte spray Desident® CaviCide přímo na předčištěný povrch v takovém množství, aby po celé ploše zůstala viditelná vrstva přípravku. Ponechte prostředky s aplikovaným přípravkem po dobu 3 minut za pokojové teploty (20°C). Otřete utěrkou nebo nechte uschnout.

K použití jako dezinfekce předčištěných nekritických zdravotních prostředků¹ a nástrojů: Prostředky je nutné důkladně vyčistit, abychom odstranili organickou hmotu, a poté opláchnout a osušit. Důkladně čistěte a proplachujte vnitřní prostor dutých prostředků. Pomocí podnosu nebo ultrazvukové vany ponořte prostředky do Desident® CaviCide po dobu 3 minut za pokojové teploty (20°C). Vyjměte a opláchněte. Před použitím osušte. Roztok je určen pro jednorázové použití.

¹ Nekritický prostředek zdravotní techniky je takový, který přijde do styku pouze s intaktní pokožkou. Poznámka: U kritických a polokritických prostředků je nutné provést následně odpovídající konečnou sterilizaci nebo jinou dezinfekci vyššího stupně.

Upozornění:

Tento výrobek může škodit lidskému zdraví i domácím zvířatům. Nesmí dojít ke styku s potravinami. Zabraňte vniknutí do očí. Výrobek může způsobit podráždění očí.

Pokyny pro první pomoc:

V případě zasažení očí: Omývejte vodou po dobu 15 minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření.

V případě zasažení kůže: Omyjte vodou a mýdlem.

V případě vdechnutí: Doved'te postiženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření.

V případě požití: Nevyvolávejte zvracení. Podejte velké množství vody. Vyhledejte lékařské ošetření.

Skladování a likvidace:

Skladování: Skladujte na chladném místě v dobře uzavřeném obalu. Zabraňte vzniku nadměrného tepla.

Likvidace: Dodržujte místní předpisy.

Pouze k odbornému použití profesionály

Výstraha: V přítomnosti zdrojů zapálení a za nadměrného tepla může dojít ke vznícení výrobku.

Ukládejte mimo dosah dětí.

Nouzové telefonní číslo: +420 224919293

Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 120 00 Praha 2

SpofaDental a.s.

a Kerr Company

Markova 238

CZ-506 46 Jičín

Tel: +420 493 583 111

Fax: +420 493 583 333

Vyrobeno v České republice

Vyrobeno pro:

KERR Total Care

PROTECTING PEOPLE

Baktericidní, viricidní, fungicidní a tuberkulocidní přípravek

Desident® CaviCide

Prostředek na čištění, dezinfekci a dekontaminaci dentálních a zdravotnických prostředků

200 ml, 700 ml, 5 l

Pol.č. 4731221