

Venofix[®] Safety

Bezpečnostní venepunkční souprava s křídélky
pro krátkodobou infuzní terapii



SAFETY CONCEPT

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Venofix[®] Safety – bezpečnostní IV souprava

Poranění jehlou

Náhodná poranění jehlou představují zásadní pracovní riziko pro zdravotníky, kteří manipulují s ostrými zdravotnickými prostředky:

20 nebo i více patogenů může být přeneseno na zdravotníky poraněním kontaminovanými jehlami a ostrými předměty, včetně HBV, HCV a HIV.^{1,2}

30 je přibližný počet náhodných poranění jehlou, která utrpí zdravotníci v průměrné nemocnici na 100 lůžek za rok.²

922 000 představuje celkové dlouhodobé náklady v eurech vzniklých při náhodném poranění jehlou při přenosu krví přenosných patogenů.³

Výhody pro uživatele

- Jednoduchá aktivace pojistky jednou rukou
- Aktivace v žíle snižuje kontakt s jehlou
- Zarážka pro prst poskytuje další ochranu
- Žádné riziko nechtěné aktivace
- Velká ohebná křídélka zajišťují pohodlnou manipulaci

Pokročilá bezpečnost...




Venepunkční souprava Venofix[®] Safety umožňuje jednoduchou aktivaci bezpečnostního mechanismu a obsahuje integrovanou zarážku pro prst, která zabraňuje sklouznutí ukazováčku směrem k hrotu jehly.

Úplnou a trvalou aktivaci potvrdí zaklapnutí, které osoba provádějící aplikaci cítí i slyší.



s křídélky

...intuitivní zacházení...



Bezpečnostní pojistka venepunkční jehly Venofix® Safety je jednoduchá, intuitivní a nevyžaduje žádné změny venepunkční techniky.

Pojistka se nachází v horní části soupravy a lze ji aktivovat stiskem jedné ruky.

...pohodlí!



Mikrosilikonový hrot jehly Venofix® Safety umožňuje provedení venepunkce s minimem nepříjemných pocitů pro pacienta.

Průhledná komůrka umožňuje vizuální potvrzení krevního návratu.

Velká ohebná křídélka zajišťují bezpečnou manipulaci a fixaci.



Specifikace výrobku



S venepunkční soupravou Venofix® Safety poskytuje společnost B. Braun bezpečný, intuitivní a praktický výrobek pro krátkodobé infuze, injekce, transfuze a odběr krve splňující normu DIN ISO 23908.

Křídélka a obal jsou barevně označeny pro snadnou a rychlou identifikaci jednotlivých variant výrobku.

Velikost (G)	Velikost (mm)	Délka hadičky (cm)	Průtok (ml/min)	Plnicí objem (ml)	Katalogové číslo (REF)
■ 27	0,4 x 14	30	2,1	0,69	4056501-01
■ 25	0,5 x 19	30	5,9	0,69	4056502-01
■ 23	0,65 x 19	30	14,3	0,69	4056503-01
■ 21	0,8 x 19	30	32,4	0,69	4056504-01
■ 21	0,8 x 19	18	34,8	0,51	4056506-01
■ 19	1,1 x 19	30	60,2	0,69	4056505-01


Prodejní jednotka: 200 ks (4 krabice x 50 ks)



Podrobné informace pro zdravotníky

Více informací o venepunkční soupravě Venofix® Safety a o prevenci rizika spojeného s infuzní terapií najdete na adrese:

www.safeinfusiontherapy.com



Použitá literatura

- ¹ Centers for Disease Control and Prevention. Workbook for Designing, Implementing, and Evaluating a Sharps Injury Prevention Program, 2008.
- ² Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH Alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings, 1999, Publication No. 2000-108.
- ³ National Health Service for Scotland (NHS Scotland). Needlestick Injuries: Sharpen Your Awareness. Report of the Short Life Working Group on Needlestick Injuries in the NHS Scotland. Edinburgh: National Health Services for Scotland: 2001.